

水产品中的雌激素残留量的检测

摘要

本方案参考《GB 31660.2-2019 食品安全国家标准 水产品中辛基酚、壬基酚、双酚 A、己烯雌酚、雌酮、17α-乙炔雌二醇、17β-雌二醇、雌三醇残留量的测定 气相色谱 - 质谱法》利用莱伯泰科 GPC1000 全自动凝胶净化系统进行净化,Flex-MVP 全自动真空平行浓缩仪进行浓缩,气质检测,建立了一种水产品中的雌激素残留量的检测的分析方法。

该方案可以实现自动化、高通量的净化和浓缩,有效避免和减少有机试剂对分析人员造成的健康危害,减少人员用量、减少人为误差。检测结果表明使用莱伯泰科的全自动凝胶净化系统净化、全自动真空浓缩仪浓缩,方法准确性好、精密度高、可以实现高通量自动化的检测。

关键词:

水产品; 雌激素; 凝胶净化; 浓缩; GB 31660.2-2019

1. 仪器设备

GPC1000 全自动凝胶净化系统,莱伯泰科; Flex-MVP 全自动真空平行浓缩仪,莱伯泰科;

7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪,安捷伦。



2. 标准溶液配制

取混合标准工作溶液 50μ L、 100μ L、 200μ L、 500μ L、 1000μ L于 1.5mL 样品反应瓶中, 40° C水浴中氮吹至干,按方法衍生,制成辛基酚、己烯雌酚浓度均为 5μ g/L、 10μ g/L、 25μ g/L、 50μ g/L、 100μ g/L 的梯度系列,壬基酚、双酚 A 浓度均为 3μ g/L、 6μ g/L、 15μ g/L、 30μ g/L、 60μ g/L 的梯度系列,雌酮、 17α - 乙炔雌二醇、179-雌二醇、雌三醇浓度均为 10μ g/L、 20μ g/L、 50μ g/L、 100μ g/L、 200μ g/L 的梯度系列。分别取 1μ L 进样,以定量离子峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。

3. 样品前处理

将水产品样品均质, 称取 5.0 g(精确至 ±20mg)样品, 于 50mL 离心管中, 加入 100μL 标准工作液, 使样品中雌激 素的加标浓度为双酚 A20μg/kg、己烯雌酚 40μg/kg、雌酮、17α- 乙炔雌二醇、雌二醇、雌三醇 80μg/kg。加入 3mL 碳酸钠溶液,加入 20mL 乙酸乙酯,超声 15 min,5000rad/min 离心 4 min,取上清液,加入 10mL 乙酸乙酯复提, 合并上清液后,40°C减压浓缩至近干,加入8mL乙酸乙酯环己烷复溶,混匀,待凝胶净化处理,同时做样品空白。

检测波长 /nm 254 运行时间 /min 40 进样体积/mL 8.0 进样针清洗 / 次 1 收集针清洗时间 /min 0 进样针清洗体积/mL 收集模式 定时收集 收集时间 /min 7.0-18.0

表 1 雌激素的 GPC 净化方法

按照表1所示的方法进行凝胶净化方法编辑,并加载方法到相应通道,进行样品的凝胶净化。收集洗脱液 到收集瓶中,减压浓缩至近干待衍生。

衍生化在旋蒸瓶中加入 200µL 丙酮和 30µL 七氟丁酸酐,用锡箔纸封口,在 35℃水浴中衍生 1h,用正己 烷定容至 1mL, 待测。

4.GC-MS 仪器条件

色谱柱: HP-5MS 30m*0.25mm*0.25μm;

采集模式:选择离子扫描(sim)。

5. 结论

5.1 色谱图




图 1 标准品色谱图




图 2 样品色谱图



5.2 准确性、精密度

通过莱伯泰科 GPC1000 全自动凝胶净化系统进行净化,Flex-MVP 全自动真空平行浓缩仪进行浓缩进行水 产品中雌激素类物质的前处理,经 GC-MS 分析,样品的加标回收率为 75.0~102.7%, RSD 为 3.9~8.1%。

6. 方案特点

实验过程中使用莱伯泰科的全自动凝胶净化系统净化、全自动真空平行浓缩仪浓缩,方法准确性好、精密 度高、可以实现高通量自动化的检测,提高实验效率及减少目标物损失,两款仪器使用方法简便、操作灵活, 通过净化,有效降低了基质干扰,简化了实验步骤,提高了方法的检测灵敏度,分离效果良好,可满足日 常的检测分析。

参考文献: GB 31660.2-2019 食品安全国家标准 水产品中辛基酚、壬基酚、双酚 A、己烯雌酚、雌酮、17α- 乙炔雌二醇、17β- 雌二醇、 雌三醇残留量的测定 气相色谱 - 质谱法

售后服务热线

400-070-8778

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

地址:北京顺义天竺空港工业区B区安庆大街6号

邮编: 101312

电话: 010-80486450, 1, 2, 3, 4

传真: 010-80486354 www.labtechgroup.com



莱伯泰科公众号